



SCHERMI ANTI-X MOBILI UNIVERSALI - OPERATORE

Dimensioni:

- con schermo tutto giù cm.78x118h
- con schermo tutto su cm.78x190h
- peso kg.64

Product Description

Schermo mobile anti-rx specifico per la protezione dell'operatore presente in sala dalla radiazione diffusa. Particolarmente indicato negli ambienti di radiologia interventistica per la protezione del personale tecnico in assistenza ai medici nei momenti di non operatività diretta.

Estremamente versatile e leggero nella movimentazione può essere posizionato in qualsiasi punto del locale grazie anche al suo ridotto ingombro e alla estrema scorrevolezza delle **ruote piroettanti** in speciale materiale **"Santoprene" a basso attrito**.

La struttura inferiore è in acciaio con equivalenza **Pbmm.1**, verniciato a forno con vernici a polvere epossidiche che lo rendono resistente agli urti e ai graffi e ne consentono inoltre la pulizia e disinfezione.

Sullo schermo inferiore è montata di serie una **barra portautensili da mm.10x25 (norme DIN)** per l'aggancio dei supporti vari e/o comandi del tavolo rx consentendo in questo modo al personale di assistenza di operare nelle vicinanze del tavolo in totale sicurezza.

Lo schermo superiore è in **"Acrilico" anti-rx** è di elevata qualità e trasparenza, la specifica struttura acrilica lo rendono estremamente resistente agli urti e alle eventuali incrinature consentendone in questo modo un utilizzo in totale sicurezza anche in fase di movimentazione.

I bordi sono molati e arrotondati. **L'equivalenza è di Pbmm.0,50** omogenea su tutta la sua superficie. viene fornito completo di pellicola protettiva (da asportare prime dell'uso) per la sua protezione nelle fasi di produzione e trasporto.

Lo scorrimento a coulisse **"Up & Down"** dello schermo in acrilico è del tipo **"Assistito"** ovvero avviene con l'aiuto di due speciali molle controbilanciate che ne facilitano la manovrabilità e mantengono lo schermo in posizione una volta rilasciato. La guida morbida e precisa è garantita da pulegge in Nylon autolubrificante e tondini in acciaio inox rettificati su bussole in Delrin.

La movimentazione avviene su quattro ruote piroettanti di idonea portata **da 80mm**. In materiale volvente è in **"Santoprene" a basso attrito** con cuscinetti e staffe in acciaio inox, due ruote sono dotate di freno di stazionamento. Si consiglia di abbassare sempre l' "Acrilico" prima di manovrare lo schermo.

Prima dell'utilizzo si raccomanda di togliere la vite di blocco (inferiore -vedi istruzioni di utilizzo-) di sicurezza per il trasporto posizionata inferiormente allo schermo.

Manutenzione - Pulizia: lo schermo non necessita di particolari manutenzioni periodiche se una verifica funzionale corretta e pulizia dello schermo e delle ruote. Per la pulizia e disinfezione "della parte inferiore" sono disponibili dei specifici prodotti distribuiti da EUroProTEX radioprotezione s.r.l.. Per la pulizia dello schermo in "Acrilico" utilizzare alcool con un panno morbido (altri prodotti potrebbero renderlo opaco).

- Sicuro leggero e maneggevole.
- Protezione: pbmm 1,0; pbmm 0,50.
- Acrilico: pbmm 0,50.
- Ad elevata trasparenza e resistenza.